

PRZYŁBICE OCHRONNE RTG

BRV500



BRV501



Przyłbice zostały opracowane specjalnie do ochrony personelu medycznego przebywającego w promieniowaniu rentgenowskim. Optymalnie chronią soczewkę oka przed promieniowaniem rozproszonym.

Okulary korekcyjne można nosić pod obydwoma modelami przyłbic. Kształt przyłbicy pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie oczu i dużej części twarzy oraz mózgowcaszki.

Wysoka jakość naszych przyłbic czyni je idealnymi do użytku w środowisku medycznym:

- Ekwiwalent ołowiu (waga): BRV500 Pb 0.10 mm (około. 525 g)
BRV501 Pb 0.10 mm (około. 505 g)
- Prosty sposób regulacji i dopasowania
- Wszechstronne możliwości dopasowania do geometrii twarzy
- Łatwa regulacja poprzez wciśnięcie i przekręcenie mechanizmu obrotowego w celu odpowiedniego dopasowania
- Wygodna, wymienna i nadająca się do prania wyściółka
- Zakrzywiony akryl ołowiany z Pb 0,10 mm
- Starannie dobrane materiały ograniczają do minimum ryzyko alergii

BRV500 Osłona przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu z pełną osłoną twarzy do podbródka

BRV501 Osłona przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu z osłoną twarzy do kości policzkowych (z wycięciem na nos)

Model	Pełna ochrona (BRV500) Do kości policzkowych (BRV501)
Rozmiar	Uniwersalny / regulowany
Ochronność	Ochrona z przodu Pb 0.10 mm Ochrona z boku Pb 0.10 mm
Waga	Około. 525 g (BRV500) Ok. 505 g (BRV501)
Normy	IEC 61331-1:2014

X-Ray Tube Voltage	Scattered Radiation Attenuation
50 kV	96.9 %
60 kV	94.4 %
80 kV	86.3 %
100 kV	80.0 %
120 kV	75.0 %

Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Lipowa 3

30-702 Kraków

Tel. : +48 12 345 23 91

Fax. : +48 12 345 23 92

e-mail: biuro@modelmedical.pl



modelmedical
rozwiązania dla medycyny