

PL

**BRYGGA®****MAVIG**

Pod fartuchem

**Model:** BRYGGA Stelaż karbonowy, odciążający barki podczas noszenia fartuchów ochronnych RTG

Made in Sweden

## BRYGGA® – Odciążenie ramion dla użytkowników fartuchów

Noszenie stelaża barkowego BRYGGA pod fartuchem RTG jest łatwą i bardzo skuteczną metodą zmniejszania wysiłku fizycznego oraz zmęczenia mięśni. To opatentowane rozwiązanie ze Szwecji. Działa wyjątkowo skutecznie w redukcji nacisku jaki powoduje podczas długich zabiegów fartuch radiologiczny. Wielogodzinne noszenie fartucha powoduje bóle pleców oraz mięśni obręczy barkowej (czworoboczny oraz dźwigaczka łopatki). Stosowanie BRYGGA wydłuża znacząco czas naszego komfortu podczas pracy oraz redukcję zmęczenia.

BRYGGA dzięki swojej budowie skutecznie przenosi ciężar odzieży ochronnej z barków na struktury kostne.

- Opatentowane rozwiązanie
- Zalecany do użytku z modelami fartuchów MAVIG RA631 i RA632
- Nie ogranicza ruchów podczas wykonywanych procedur
- Wymusza odpowiednią postawę
- Znacząco zmniejsza ryzyko napięciowych bólów głowy oraz drętwienia ramion
- Pełna swoboda ruchów szyi i ramion
- Łatwe czyszczenie (wystarczy zetrzeć dowolnym środkiem czyszczącym)
- Dostępne w rozmiarach S / M i L
- Prosta regulacja
- Bardzo wygodna konstrukcja
- Materiał zewnętrzny 100% wytrzymałe włókno węglowe
- Pianka wyścielająca: **Zewnętrzna** - Evazote (spieniony kopolimer o zamkniętych komórkach) gęstość 50  
**Wewnętrzna** - Polietylen (polimer etenu) gęstość 70

**Model Medical S.A.**  
Dystrybutor na polskę

ul. Lipowa 3  
30-702 Kraków  
Polska

Tel. : +48 12 345 23 91  
Fax. : +48 12 345 23 92

e-Mail : [biuro@modelmedical.pl](mailto:biuro@modelmedical.pl)



[www.modelmedical.pl](http://www.modelmedical.pl)