



Garsonka chroni z każdej strony **BALANCE RA631**

Dwuczęściowa konstrukcja pozwala na zoptymalizowanie przeciwdziałania wszelkim obciążeniom ciała spowodowane ciepłem lub wagą.

- Całkowicie zachodzące na siebie części przednie dla wartości równoważnych ołowiu 0,25 mmPb, 0,35 mmPb lub 0,50 mmPb z przodu
- Idealne dopasowanie i niesamowity komfort noszenia
- Nadaje się do długiego noszenia
- Wyraźnie zmniejszone obciążenie kręgosłupa
- Standardowe wyposażenie obejmuje ochroniacze na ramiona i przygotowanie do adaptacyjnego haftu
- W dolnej części spódnica jest również zabezpieczona zapięciem na zatrzask
- Typy badań i certyfikaty zgodności z (UE) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 i IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Opcjonalnie kamizelkę można wyposażyć w zapinany na guziki pas stretchowy. Zapewnia to jeszcze większe odciążenie ramion.

Alternatywnie garsonkę można połączyć z naszym systemem odciążania ramion BRYGGA.

Elastyczny ściągacz z tyłu spódnicy ułatwia utrzymanie postawy oraz doskonale zapobiega zsuwaniu się spódnicy, a w razie potrzeby można go łatwo odpiąć za pomocą zamka błyskawicznego.

Wysokiej jakości rzepey o przedłużonej żywotności do zapinania kamizelki i spódnicy.



Ochrona/ekwiwalent ołowiu

NovaLite, materiał bezołowiowy oraz guma ołowiowa



Przód opcjonalnie:
0.25 mmPb, 0.35 mmPb
or 0.50 mmPb

Ochrona tyłu:
0.25 mmPb

Materiał zewnętrzny

8 kolorów do wyboru w 2 rodzajach



Materiał pokrywiowy:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid,
ComforTex® HPMF Plus
(tylko Nautilus)

Rozmiar

od XS do 3XL



Długość
spódnicy:
od 65 - 80 cm

Opcje

dodatki w które można
wyposażyć garsonkę



Na życzenie:
BRYGGA
Rękawki
Elastyczny pas (zewnętrzny)
Kieszona na piersi
Haft
Ochrona na miarę

Dodatkowe akcesoria

Bolero
Ochrona tarczycy/mostka



Wkładka ze stretchu:
(Regulacja za pomocą
zamka błyskawicznego)

Elastyczny pas:
(Regulacja za pomocą
zatrzasków)

Ulga dla pleców

Elastyczna wstawka z tyłu spódnicy ułatwia użytkownikom utrzymanie postawy podczas zabiegów.



Wycięcie na nogi

Dla większej swobody ruchów spódnica posiada wycięcie z tyłu. Oczywiście kolana są nadal optymalnie chronione z przodu i po bokach.



Obszar nakładania się

Aby zapewnić ochronę podczas ruchu (np. podczas pochylania się), kamizelka ma odpowiednią długość i zachodzi na spódnice.



Opatentowane bezpieczeństwo

Ochronę przed promieniowaniem zapewniają kontrastujące kolorystycznie strefy bezpieczeństwa po bokach i w okolicy barków. Są one wyposażone w pełną wartość ołowiu w przedniej części i dają pewność optymalnej ochrony w każdej sytuacji.

Jeśli przednie skrzydło znajduje się w tej wyraźnie rozpoznawalnej strefie, gdy zapinana jest odzież ochronna, pokrywasz całe 60% obwodu wybraną wartością ochronną.



Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42

30-701 Kraków

Tel. : +48 12 345 23 91

Fax. : +48 12 345 23 92

e-mail.: biuro@modelmedical.pl