



Fartuch jednostronny **BASIC RA640**

Podstawowy model RA640 sprawdza się od lat i jest używany jako ochrona przednia, zwykle przy krótkich i rzadkich okresach noszenia w standardowych procedurach rentgenowskich bez fluoroskopii.

- Wysokiej jakości, elastyczny, standardowy materiał ołowiowy o wartościach ekwiwalentu ołowiu 0,25 mmPb, 0,35 mmPb lub 0,50 mmPb
- Idealne dopasowanie, maksymalny komfort dla użytkownika
- Idealny do krótkiego i rzadkiego noszenia
- Poduszki na ramionach i przygotowanie do haftowania jako wyposażenie standardowe
- Typy badań i certyfikaty zgodności z (UE) 2016/425, IEC 61331- 1 : 2014 / DIN EN 61331-1:2016 i IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331- 3: 2016

W przypadku modelu RA640 można również wybrać, czy ochrona 0,25 mmPb powinna być zachowana na tylnych skrzydłach fartucha, czy też rezygnujemy z niej, aby zmniejszyć wagę fartucha.



Ochrona/ekwiwalent ołowiu

NovaLite , materiał bezołowiowy oraz guma ołowiowa



Przód opcjonalnie:
0.25 mmPb, 0.35 mmPb
or 0.50 mmPb

Ochrona tyłu:
0.25 mmPb
lub bez ochrony

Materiał zewnętrzny

8 kolorów do wyboru w 2 rodzajach



Materiał pokryciowy:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF
Hybrid, ComforTex®
HPMF Plus
(tylko Nautilus)

Rozmiar


od XS do 3XL



Długość:
od 90 - 140 cm

Opcje

dodatki w które można
wyposażyć fartuch



Na życzenie:
Rękawki
Elastyczny pas (zewnętrzny)
Kieszneń na piersi
Haft
Ochrona na miarę

Dodatkowe akcesoria

Bolero
Ochrona tarczycy/mostka




Zamknięcie poprzeczne
(Regulacja za pomocą
zatrząskówek)

Różne rodzaje zamknięć – Możesz wybrać ...


Do tej serii fartuchów oferujemy różne systemy zamykania. Wybierz swój ulubiony:



Zapięcie na zatrzask
Elastyczny pasek z zatrzaskiem do zapinania z tyłu.



Zamknięcie poprzeczne
Poprzeczne paski z zapięciem na rzep z tyłu.



Zapięcie na pasek
Ramięczka z zapięciem na zatrzask do zapięcia z przodu.



Zapięcie na zatrzask
Dwa parciane paski z zapięciem na zatrzask do zapięcia z tyłu.

