



## Fartuch jednostronny ERGONOMIC RA650

Ochrona przednia w modelu RA650 obejmuje ochronę całego ciała na całej przedniej części z wymaganym 60% obwodu.

- Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań tylko z czołową ekspozycją na promieniowanie
- Idealne dopasowanie, maksymalny komfort dla użytkownika
- Po odpięciu rzepów istnieje możliwość zsunięcia fartucha
- Opcjonalnie „bez ochrony” z tyłu, w celu zmniejszenia wagi fartucha
- Standardowe wyposażenie obejmuje ochraniacze na ramiona i przygotowanie do adaptacyjnego haftu
- Typy badań i certyfikaty zgodności z (UE) 2016/425, IEC 61331-1: 2014 / DIN EN 61331-1:2016 i IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331- 3: 2016

Wygodne, szerokie paski poprzeczne umożliwiają łatwe zsuniecie fartucha poprzez odpięcie zapięć na rzepy z przodu, również przez sterylny fartuch chirurgiczny.



### Ochrona/ekwiwalent ołowiu **Materiał zewnętrzny**

NovaLite , materiał bezolowiowy oraz guma ołowiowa

8 kolorów do wyboru w 2 rodzajach



**Przód opcjonalnie:**  
0.25 mmPb, 0.35 mmPb  
or 0.50 mmPb


**Ochrona tyłu:**  
0.25 mmPb



**Materiał pokryciowy:**  
ComforTex® HPMF,  
ComforTex® HPMF Hybrid,  
ComforTex® HPMF Plus  
(tylko Nautilus)



**Długość:**  
od 90 - 140 cm



**Na życzenie:**  
Rękawki  
Elastyczny pas (zewnętrzny)  
Kieszon na piersi  
Haft  
Ochrona na miarę

### **Dodatkowe akcesoria**

Bolero  
Ochrona tarczycy/mostka



**Szybki, prosty i wygodny**

Fartuch można przesuwac wystarczy otworzyc zapiecia na rzepy z przodu, nawet przez sterylne fartuch chirurgiczny.



**System zamykania**

MAVIG stosuje wyłącznie najwyższej jakości, odporne na zużycie o podwyższonej żywotności zapięcia typu rzepy.

Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42

30-701 Kraków

Tel. : +48 12 345 23 91

Fax. : +48 12 345 23 92

e-mail.: [biuro@modelmedical.pl](mailto:biuro@modelmedical.pl)

