

PL

GD60



MAVIG




Kod artykułu: GD60W

System zawieszenia monitorów - model GD60

System GD60 to najczęściej montowanym systemem do podwieszenia monitorów na całym świecie. Swoją sukces zawdzięcza doskonałemu zaprojektowaniu dostosowanemu do dużych obciążeń. System GD60 jest idealnym rozwiązaniem do podwieszenia wielu monitorów oraz dużych ekranów. Nasz opatentowany przegub **Cardana** zapewnia pracę bez tarcia, pozwala na ustawienie w zadanym miejscu zapewnia bezpieczeństwo antykolidacyjne.

- Modele stacjonarne i na szynach
- Obsługuje od 1 do 8 monitorów
- Kompatybilny z dużymi monitorami do 60"
- Obciążenie do 80,0 kg
- Przegub Cardana zapewniający płynne i bezpieczne działanie
- Pełne okablowanie wewnętrzne: wszystkie modele są standardowo wyposażone w okablowanie zasilające i BNC o długości 30 m dla każdego monitora lub na życzenie z innym okablowaniem.



Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Tel. : +48 12 345 23 91
Fax.: +48 12 345 23 92

e-Mail: biuro@modelmedical.pl



modelmedical
rozwiązania dla medycyny

www.modelmedical.pl