


OKULARY OCHRONNE PRZED PROMIENIOWANIEM

Ekwiwalent ochronny 0,75 Pb


Dopasowane do każdej twarzy i
każdego modelu okularów

Numer artykułu: AH10822
Okulary ochronne 0,75 Pb
WIROMA firmy Lanz-Anliker AG



Okulary mają regulowaną
wysokość oraz kąt za
pomocą nakrętek

Pozycję na czole można optymalnie
ułożyć



Możesz zmniejszyć odległość
między okularami a okularami
korekcyjnymi, używając drugiego
otworu do zatrzasknięcia



Elastyczna taśma z dziurkami
dla optymalnej regulacji



Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42
30-701 Kraków
Tel. : 12 345 23 91
Fax. : 12 345 23 92
e-mail. : biuro@modelmedical.pl

www.modelmedical.pl