

NEW

Ochrona ramion **Bolero**

Wygodne Bolero dla ochrony ramion

Dzięki nowo opracowanemu Bolero jako alternatywie dla rękawków, ekspozycja na promieniowanie z powodu promieniowania rozproszonego dla stawu barkowego może zostać znacznie zmniejszona. Swoboda ruchów jest zachowana w największym możliwym stopniu dzięki konstrukcji, która jest otwarta pod pachą.

Jednocześnie konstrukcja znacząco ogranicza promieniowanie rozproszone wpadające z boków przez otwory na ramiona.

Ochraniacz barków „Bolero” jest dostępny dla wszystkich modeli i dlatego idealnie nadaje się do połączenia z wszechstronną ochroną MAVIG lub przednimi fartuchami ochronnymi.

Jest noszony bezpośrednio pod ochroną RTG i jest po prostu zapinany z przodu na rzep.

Standardowa wartość ołowiu wynosi 0,25 mm Pb. Zapewnia to dobrą mobilność podczas codziennej pracy.

Ochraniacz na ramię jest zawsze produkowany w kolorze „Titan”. Prawidłowy rozmiar oraz materiał ochronny zależą od wybranej odzieży ochronnej przed promieniowaniem rentgenowskim.

Ochrona/ekwiwalent ołowiu

NovaLite , materiał bezolowiowy oraz guma ołowiowa



Standardowo:
0,25 mmPb
Na prośbę:
0,35 mmPb lub
0,50 mmPb

Materiał zewnętrzny

kolor tylko "Titan"



Materiał pokryciowy:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF
Hybrid

Rozmiar

od XS do 3XL





Zapinane
Rękawy



Naszywane
Rękawy

Ochrona ramion – rękawy

We wszystkich seriach modeli (z wyjątkiem RA 650) można opcjonalnie wybrać osłony w celu zwiększenia ochrony przed promieniowaniem*.

Promieniowanie na staw barkowy jest znacznie zredukowane przez rękawy. Podobnie promieniowanie padające na bok przez otwory na ramiona jest znacznie zmniejszone.

Standardowa wartość ołowiu wynosi 0,25 mmPb. Zapewnia to dobrą mobilność w ciągu dnia pracy.

Ochraniacz na ramię jest zawsze produkowany w kolorze „Titan”.

Prawidłowy rozmiar oraz materiał ochronny zależą od wybranej odzieży ochronnej przed promieniowaniem rentgenowskim.

MAVIG oferuje rękawy zarówno jako rozwiązanie na guziki, jak i mocno przyszyte. Możesz również wybrać, czy chcesz mieć tylko jeden rękaw, prawy lub lewy, albo po obu stronach.

** Uwaga: powierzchnia ochronna z przodu (powierzchnia bez dziurek) kończy się na szwach. Dotyczy to również naszywanych rękawów. W przypadku rękawów zapinanych na guziki, zakładka zapewnia ciągłą powierzchnię ochronną.*

Ochrona/ekwiwalent ołowiu

NovaLite , materiał bezołowiowy oraz guma ołowiowa

Materiał zewnętrzny

kolor tylko "Titan"

Rozmiar

od XS do 3XL



Standardowo:
0,25 mmPb
Na prośbę:
0,35 mmPb lub
0,50 mmPb



Materiał pokryciowy:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF
Hybrid

