

A close-up, profile view of a woman with dark hair pulled back, looking towards the left. She is wearing a light-colored, possibly white, top. She is under a parasol with a white canopy and a dark frame. The background is a bright, hazy outdoor setting with a green field. The lighting is warm and soft, suggesting a sunny day.

CATHPAX^{AIR} / BY LEMER PAX

O C H R O N A I B E Z P I E C Z E Ń S T W O

CATHPAX[®] AIR

DOSKONAŁA OCHRONA DLA RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ, KARDIOLOGII I NEUROLOGII KABINA CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM



CATHPAX[®] AIR OFERUJE OPTYMALNE ROZWIĄZANIE :

- | Ta nowa, opatentowana kabina Cathpax[®] AIR zapewnia integralną ochronę operatora, jednocześnie zapewniając pełną swobodę ruchów z bezpośrednim dostępem do pacjenta.
- | Cathpax[®] AIR jest przystosowana do wykonywania wszystkich procedur przy wykorzystaniu ramienia C i konfiguracjami laboratorium.



Nowoczesność

Kompletne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”



Ochrona

Osłona całego ciała od 1.0 do 2.0 mm Pb



Komfort

Osłona przystosowana do charakterystyki pracy zapewniająca doskonałą widoczność

INTERWENCYJNA **RADIOLOGIA, CARDIOLOGIA I NEUROLOGIA**

Ochrona ścian bocznych :

- | Rama stalowa, 2 mm Pb
- | Szkło ołowiowe, 2 mm Pb

Ochrona górna :

- | Plastik ołowiowy
- | 0,5 mm Pb

Obrotowa przezroczysta przesłona ekranowana:

- | Przesuwna część górna może się cofnąć, aby uniknąć kolizji z detektorem lub wzmacniaczem obrazu ramienia C
- | Obrót do 60°
- | Regulowana wysokość (+290 mm)
- | Część stała: 2 mm Pb
- | Część ślizgowa: 1 mm Pb
- | Miękkie paski ochronne, 1 mm Pb

Dolna ochrona:

- | Elastyczny materiał bezołowiowy: Novashield®
- | 1 mm lead Pb



Dodatkowe akcesoria

| Zestaw sterylny Cathkit® AIR

- Zestaw jednorazowy (1 zestaw = 1 pacjent)
- łatwa i szybka instalacja sterylnego zestawu (mniej niż 2 min) - Zachowana widoczność rąk, pacjenta i ekranów
- Zestaw sterylny klasy 1 z certyfikatem CE

| Kod produktu: 00027654

Cathpax® AIR

| Kod produktu.: 00032072

INTERWENCYJNA **RADIOLOGIA, CARDIOLOGIA I NEUROLOGIA**

CATHPAX[®] AIR

DOSKONAŁA OCHRONA DLA RADIOLOGII INWAZYJNA, KARDIOLOGII I
NEUROLOGII KABINA CHRONI PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Cathpax[®] AIR jest jednym z
naszych produktów do ochrony
przed promieniowaniem
dedykowanym do zabiegów z
wykorzystaniem fluoroskopii



Nasze kabiny chroniące
przed promieniowaniem są
sprzedawane w ponad 15
krajach

“ Cathpax[®] AIR to przełomowa wynalazek, który zapewnia bezprecedensową ochronę lekarzom interwencyjnym, którzy przez wiele lat byli narażeni na promieniowanie jonizujące. System zapewnia również ergonomię pracy oraz znacząco odciąża operatora zwalniając go z obowiązku zakładania fartucha ochronnego, co w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawienia zdrowia w miejscu pracy. ”

Pr. David Keane, Cardiologist, St Vincent University Hospital, Dublin, Ireland

“ Na co dzień Cathpax[®] AIR zapewnia ochronę znacznie przewyższającą konwencjonalne urządzenia stosowane w pracowniach interwencyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska pracy wymaganego dla optymalnego bezpieczeństwa pacjenta. ”

Pr. Patrice Guerin, Hemodynamic and Interventional Vascular Center Chief, Nantes University Hospital, France

WIELOKROTNA EKSPOZYCJA NA PROMIENIOWANIE RTG MOŻE PROWADZIĆ DO RÓŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH



1. A. Roguin et al, Brain and Neck Tumors Among Physicians Performing Interventional Procedures, American Journal of Cardiology, 2013
2. E. Vano et al, Radiation-associated Lens Opacities in Catheterization Personnel: Results of a Survey and Direct Assessments. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2013
3. J. T. Eagan et al, Cutaneous Cancers in an Interventional Cardiologist: A Cautionary Tale. Journal of Interventional Cardiology, 2010



Światowy lider innowacji w sektorze promieniowania, Lemer Pax tworzy, projektuje rozwiązania w zakresie ochrony przed promieniowaniem dla urządzeń medycznych, badawczych, przemysłowych i jądrowych. Dzięki ponad 50-letniej innowacyjności Lemer Pax eksportuje na cały świat ekologiczne i zaawansowane produkty chroniące przed promieniowaniem.

Lemer Pax, chroniąc personel, dążymy do doskonałości, aby chronić to, co najważniejsze czyli - Życie

Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Tel. : +48 12 345 23 91
Fax. : +48 12 345 23 92
e-mail : biuro@modelmedical.pl

