

Cathpax®
Chronimy Cię, gdy Ty dbasz o swoich pacjentów.

CATHPAX® AF

MOBILNA **KABINA OCHRONNA PRZED PROMIENIOWANIEM**

Zobacz wszystkie publikacje na www.cathpax.fr

Nie wahaj się skontaktować z naszym działem sprzedaży , aby
dowiedzieć się więcej o Cathpax®:
Tel: +48 12 345 23 91 - Email: biuro@modelmedical.pl

Equipment approved
by LIRYC



WWW.LEMERPAX.COM
72, rue de Lorraine - ZA Erdre Active - Malabry
44 240 La Chapelle sur Erdre - France
Tél. +33 (0)2 40 25 24 04 - Fax. +33 (0)2 40 25 18 37
Email. contact@lemerpax.com

LEMER PAX
I N N O V A T I V E

INNOVATE TOGETHER TO PROTECT LIFE
WWW.LEMERPAX.COM

LEMER PAX
I N N O V A T I V E

CA-P10-16-03 - Illustrations by ARS Magica Vix, Fotolia, CH La Rochelle, Lerner Pax. Lerner Pax is committed to a process of continuous improvement, and thus reserves the right to make changes. Non-contractual document.



SERCOWO-NACZYNIOWY

CATHPAX® AF

MOBILNA **KABINA OCHRONNA PRZED PROMIENIOWANIEM**

CATHPAX® AF

MOBILNA KABINA OCHRONNA PRZED PROMIENIOWANIEM

- ▶ Rezygnacja z fartuchów ochronnych
- ▶ Swoboda podczas pracy
- ▶ Wysoka ochrona przed promieniowaniem (odpowiednik ołowiu 2 mm)



Znajdź zdjęcia i filmy na www.modelmedical.pl

■ GWARANTOWANA ASEPTYCZNOŚĆ DZIĘKI STERYLNEMU ZESTAWOWI CATHKIT®

- Sterylny zestaw jednorazowy (1 zestaw = 1 pacjent)
- Szybka i intuicyjna w użytku (mniej niż dwie minuty)



Obejrzyj wideo

Demonstracja skuteczności CATHPAX® przez Dr. Yann Valy

“ Pracuję na oddziale Kardiologii Interwencyjnej w Szpitalu La Rochelle. Wykonujemy ponad 3000 zabiegów rocznie, w tym 1400-1500 angioplastyk, jako ośrodek skierowania do leczenia ostrego zespołu wieńcowego. Zabiegi angiografii i angioplastyki wykonuję od ponad 20 lat. Z powodów osobistych oraz ze względu na moje narażenie na promieniowanie jonizujące wykryte przez dokładny monitoring medyczny, musiałem przedsięwziąć bardziej rygorystyczne środki ostrożności.




Obejrzyj wideo i pełny wywiad: www.cathpax.fr

O kabine chroniącej przed promieniowaniem Cathpax® usłyszałem od kolegów z elektrofizjologii i postanowiliśmy ją wypróbować. Udało nam się krok po kroku zweryfikować różne techniki, które wykonujemy w La Rochelle. Proste procedury diagnostyczne, proste procedury angioplastyki, złożone procedury angioplastyki z Rotablatorem®, z obrazowaniem wewnątrzwieńcowym, z monitorowaniem ciśnienia śródwieńcowego FFR. Używam kabiny od przeszło 8 lat* i nie wyobrażam sobie teraz pracy bez tej jakże pożytecznej osłony. Osłona całkowicie pochłania promieniowanie jonizujące a ja nie muszę się już przejmować szkodliwością środowiska w jakim pracuję.”

*Wywiad przeprowadzony w listopadzie 2013 r. z Dr. Yannem Valym

PORÓWNANIE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM



BADANIE DOZYMETRYCZNE

Wykonywany w Le Mans Hospital (Francja) w kardiologii interwencyjnej z kabiną chroniącą przed promieniowaniem CATHPAX® AF

WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA CATHPAX® 500

