

Ochrona personalna dla radiologii

**KIRAN**  
A Division of TRIVITRON Healthcare



**Zaufanie które zobowizuje**

**WWW.MODELMEDICAL.PL**

Anty poslizgowe naramienniki (poprawiaja wygode i komfort pracy)

Fartuch wyposazony w kieszen


Elastyczne pasy w czesci ledzwiowej poprawiajace komfort pracy oraz lepszy docisk

Pelna przednia ochrona



Szerokie rzepy dla lepszego dopasowania

OBSZAR OCHRONY



- Fabric Type -

**Satin touch**  
Smooth • Comfortable • Hygienic

**Maxin Fabric**

**SPACEED**  
CERTIFIED SPACE TECH APRON

Polecane do procedur :

- Radiologia interwencyjna

**Ekwiwalent ochrony**

Ochrona Przednia

0.50 mm Pb

0.35 mm Pb

0.25 mm Pb

Opcje Dodatkowe



Plakietka personalizacyjna



Nadruk (na kieszeni)



Osona tarczycy (mozliwosc integrowania z fartuchem)

# On A Global Mission With A Local Heart

Speaking your language across 180 countries



## Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42 30-701 Kraków

Tel.: 12 345 23 91

Fax. : 12 345 23 92

e-mail: [biuro@modelmedical.pl](mailto:biuro@modelmedical.pl)

[www.kiranxray.com](http://www.kiranxray.com) | [www.trivitron.com](http://www.trivitron.com)

[www.modelmedical.pl](http://www.modelmedical.pl)

 /Trivitronindia

 /Trivitronindia

 /company/trivitron-healthcare

 /TrivitronHealthcare