

Ochrona personalna dla radiologii

**KIRAN**  
A Division of TRIVITRON Healthcare



**Zaufanie które zobowizuje**

**WWW.MODELMEDICAL.PL**

# Plaszcz z pasem - Maxima

Anty poslizgowe naramienniki (poprawiają wygodę i komfort pracy)

Plaszcz wyposażony w kieszeń


Pelna ochrona przez nachodzące na siebie polya dla lepszej ochrony przed promieniowaniem jonizującym



Szeroki pas 4 lub 6 calowy dla lepszego odciążenia obręczy barkowej, oraz kregosupa w odcinku lędźwiowym

Pasek z klipem dla poprawienia wygody użytkownika

## OBSZAR OCHRONY



- Fabric Type -

**Satin touch**  
Smooth • Comfortable • Hygienic

**Maxin Fabric**

**SPACEED**  
CERTIFIED SPACE TECH APRON

Polecane do procedur :

1. Hemodynamika
2. Interwencyjne zabiegi chirurgiczne  
Radiologia interwencyjna  
Kardiologia interwencyjna  
Urologia interwencyjna

## Ekwiwalent ochrony

Ochrona Przednia

0.50 mm Pb

0.35 mm Pb

Ochrona Tylna

0.25 mm Pb

## Opcje Dodatkowe



Plakietka personalizacyjna



Nadruk (na kieszeni)



Klipsy do przypinania tarczycy

# On A Global Mission With A Local Heart

Speaking your language across 180 countries



## Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42 30-701 Kraków

Tel.: 12 345 23 91

Fax. : 12 345 23 92

e-mail: [biuro@modelmedical.pl](mailto:biuro@modelmedical.pl)

[www.kiranxray.com](http://www.kiranxray.com) | [www.trivitron.com](http://www.trivitron.com)

[www.modelmedical.pl](http://www.modelmedical.pl)



/Trivitronindia



/Trivitronindia



/company/trivitron-healthcare



/TrivitronHealthcare