

Ochrona personalna dla radiologii

KIRAN
A Division of TRIVITRON Healthcare



Zaufanie które zobowizuje

WWW.MODELMEDICAL.PL

Plaszcz z pasem wewnętrznym - OPTIMA

Klipsy do przypinania tarczycy

Anty poslizgowe naramienniki
(poprawiają wygodę i komfort pracy)

Przednia zakładka 15 cm


Boczne rozcięcie dla lepszej mobilności



Szerokie rzepy dla
lepszego dopasowania

Zatrzaskowy pas
wewnętrzny
odciążający
obrzecz barkowa

OBSZAR OCHRONY



- Fabric Type -

Satin touch
Smooth • Comfortable • Hygienic

Maxin Fabric

SPACEED
CERTIFIED SPACE TECH APRON

Polecane do procedur:

1. Hemodynamika
2. Interwencyjne zabiegi chirurgiczne
 - Radiologia interwencyjna
 - Kardiologia interwencyjna
 - Urologia interwencyjna

Ekwiwalent ochrony

Ochrona Przednia

0.50 mm Pb

0.35 mm Pb

Ochrona Tylna

0.25 mm Pb

Opcje Dodatkowe



Dodatkowy pas
zewntrzny



Plakietka
personalizacyjna



Nadruk
(na kieszeni)



Oslony tarczycy

On A **Global Mission** With A **Local Heart**

Speaking your language across 180 countries



Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabolocie 27/42 30-701 Kraków

Tel.: 12 345 23 91

Fax. : 12 345 23 92

e-mail: biuro@modelmedical.pl

www.kiranxray.com | www.trivitron.com

www.modelmedical.pl

 /Trivitronindia

 /Trivitronindia

 /company/trivitron-healthcare

 /TrivitronHealthcare