

Ochrona personalna dla radiologii

KIRAN
A Division of TRIVITRON Healthcare



Zaufanie które zobowizuje

WWW.MODELMEDICAL.PL

Fartuch jednostronny z pasem przednim

Fartuch jednostrony z klipem

Anty poslizgowe naramienniki (poprawiają wygodę i komfort pracy)

Fartuch wyposażony w kieszeń

Szerokie skrzydła dające możliwość regulacji, zapewniające wygodne dopasowanie oraz odciążenie ramion

Przednie zapiecie na klip dla lepszego dopasowania oraz wygody



Anty poslizgowe naramienniki (poprawiające wygodę i komfort pracy)


Fartuch wyposażony w kieszeń

Pełna przednia ochrona

Tyłny klip podtrzymujący



OBSZAR OCHRONY



- Fabric Type -

Satin touch
Smooth • Comfortable • Hygienic

Maxin Fabric

SPACEED
CERTIFIED SPACE TECH APRON



Ekwiwalent ochrony

Ochrona Przednia

0.50 mm Pb

0.35 mm Pb

0.25 mm Pb

Opcje Dodatkowe



Plakietka personalizacyjna



Nadruk (na kieszeni)



Osona tarczycy (możliwość zintegrowania z fartuchem)

On A Global Mission With A Local Heart

Speaking your language across 180 countries



www.modelmedical.pl

www.kiranxray.com | www.trivitron.com

Model Medical S.A.

Dystrybutor na polskę

ul. Zabłocie 27/42

30-701 Kraków

Tel.: 12 345 23 91

Fax.: 12 345 23 92

e-mail: biuro@modelmedical.pl

